

Version 1.0 01.10.2017		Kommentar	ZÄS Bewertung 0 = entfällt 1 = „default“ 2 – 4 = Fehler- klassifikation
Computertomograph			
Gerätebezeichnung:			
	Anzeigebestätigung		
	Ausstellungsdatum:		
	Ausstellende Behörde:		
	Sachverständigenprüfung (nur wenn ausschließlich für Strahlentherapie genutzt)		
	Nummer:		
	Ausstellungsdatum:		
	Ausstellende Institution:		
	Datum der nächsten Prüfung		0 1 3v
	Mängel		0 1 3v
Prüfzeitraum nach StrlSchV:			
	Patientenlagerung im CT (Tischplatte und Lagerungshilfen) entsprechend der Lagerung am Bestrahlungsgerät Quelle: RL StrSchMed. (2002)		0 1 3v
täglich	Wenn virtuelle oder CT-Simulation: Prüfung der Genauigkeit des Lasersystems und der absoluten Tischposition Quelle: SSK 2010		0 1 3v
	Übereinstimmung Raumlaser – Isozentrum Quelle: SSK 2010		0 1 2v
monatlich	Qualitätssicherung am CT beinhaltet geometrische Prüfparameter und die richtige Erfassung der Gewebeeigenschaften (Dichtewerte) sowie deren korrekte Übertragung an das Bestrahlungsplanungssystem Quelle: DIN 6873-5 / SSK 2010 / RL StrSchMed. (2002)		0 1 3v
monatlich	Kontrolle Lichtvisier - Strahlenfeld Quelle: SSK 2010		0 1 2v
monatlich	Auflösung in z-Richtung Quelle: SSK 2010		0 1 2v
monatlich	Abbildungsmaßstab Quelle: SSK 2010		0 1 2v
jährlich	Wenn virtuelle oder CT-Simulation: Prüfung der Genauigkeit des Lasersystems und der absoluten Tischposition in Abhängigkeit von unterschiedlichen Patientengewichten Quelle: SSK 2010		0 1 2v
	Homogenität körperähnlicher Phantome bei Strommodulation Quelle: SSK 2010		0 1 2v

Version 1.0 01.10.2017		Kommentar	ZÄS Bewertung 0 = entfällt 1 = „default“ 2 – 4 = Fehler- klassifikation
	Genauigkeit bei Gantryneigung Quelle: SSK 2010		0 1 2v
	Einfluss Auslegung Patiententisch auf Genauigkeit evaluieren Quelle: SSK 2010		0 1 2v

Summe Fehlerpunkte in diesem Abschnitt: 0

k.o.-Kriterium kommt in diesem Abschnitt nicht zum Tragen

Die Fehlerpunkte werden jeweils aus rechnerischen Gründen aus der |ZÄS-Bewertung – 1| ermittelt