

## SPECT

Prüfintervall	Kennmerkmal	
	Abnahmeprüfung	
arbeitstaglich	Untergrundzahlrate	
	Energiefenster	
wochentlich	Homogenitat mit <u>oder</u> ohne Kollimator	
monatlich	Ausbeute	
halbjahrlich	Rotationszentrum mit Punkt oder Linienquellen	
	Abbildungsbedingungen (Abbildungsmastab, Ortsauflosung und Linearitat)	
	Tomographische Homogenitat mit Volumenphantom	
	Kontrast mit Volumenphantom (inaktive Kugeln)	
	Ganzkorperzusatz (wenn vorhanden) <b>mit mehreren Punktquellen</b>	
	Auflosungstest mit Ganzkorperzusatz	
	System-Homogenitat	

Quellen: DIN 6855-2 (2013-01)  
 RL StriSchMed 6.1.4.1