



Ärztliche Stelle Westfalen-Lippe
TECHNIKBOGEN
zum Einreichen von Röntgenuntersuchungen vom Menschen

GID:

Anwendungs- gerät	Organ	Zusatzfilterung? (1 mm Al+ 0,1-0,2 mm Cu)	Ebene	Belichtungsautomatik		Freie Einstellung		Focus (Brennfleck- Nennwert)	Fokus- Bildempfänger- Abstand	Raster Schachtver- hältnis und Fokussierung	Hersteller (Speicherfolie/ Detektor) ➔	Typ und / oder Fabrikations- nummer	Empfindlichkeitsklasse (SC) oder Bildempfängerdosis (K _B) digitale Aufnahmetechnik: K _B (μGy) Dosis / Bild (z. B. DCM): K _B (μGy/B) Dosisleistung (DL): K _B (μGy/s) (siehe Abnahmeprüfung) Mammographiegeräte Parenchymdosis (siehe jhrl. Abnahmeprüfung)
				Bitte die entsprechende Kammer ankreuzen	KV	KV	m A s oder mA, sec.						
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									
	pädiatrisch ☐	Ja ☐ Nein ☐		☐ ☐									